



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 07:04 24.08.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 203166;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 166436;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2023/19665 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932368);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 01.03.2023;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 20.08.2026;
7. Период действия версии: с 20.08.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения Adria
варианты исполнения:
 1. Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения Adria O2O2, варианты исполнения: сферическая, радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -0,50 - -12,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -12,00) и с шагом 0,25 D (в диапазоне от -0,50 до -6,00); +0,25 - +8,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от +6,50 до +8,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от +0,50 до +6,00).
 2. Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения Adria O2O2 TORIC, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -0,50 - -12,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -12,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -0,50 до -6,00); +0,50 - +6,00D с шагом 0,25D; цилиндр -0,75D; -1,25D; -1,75D; -2,25D; -2,75D ось от 10°

до 180° с шагом 10°.

3. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria O2O2 Multifocal, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -0,50 - -12,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -12,00) и с шагом 0,25 D (в диапазоне от -0,50 до -6,00); +0,50 - +6,00 D с шагом 0,25D (в диапазоне от +0,50 до +5,50) с шагом 0,50D (в диапазоне от +5,50 до +6,00); добавочная сила +1,00D; +1,50D; +2,00D; +2,50D.
4. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria SEASON, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 и 8,9 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,0 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -0,50 - -20,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -20,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -0,50 до -6,00).
5. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria SPORT, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -15,00 - +10,0 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -15,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -0,50 до -6,00); +0,50 - +10,00D с шагом 0,25D (в диапазоне от +0,50 до +6,00) с шагом 0,50D (в диапазоне от +6,50 до +10,00).
6. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria NEON, варианты исполнения: Lemon, Green, White, Orange, Pink, Violet, Blue; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,0 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).
7. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria CRAZY, варианты исполнения: hot red, pink, solid yellow, white out, black out, msn, target, blue wheel, wild fire, psycho, blue anglic, eagle, sharingan, yellow wolf, zombo, robot, cross, demon, lunatic, maniac, blood, black star, RED VAMPIRE, WHITE VAMPIRE, white cat, yellow cat, red cat, green cat, green banshee, devil; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,0 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 D.
8. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria COLOR, варианты исполнения: Gray (1 тон, 2 тон, 3 тон), Brown (1 тон, 2 тон, 3 тон), True Sapphire (2 тон, 3 тон), Green (1 тон, 2 тон, 3 тон), Amethyst (2 тон, 3 тон), Pure Hazel (3 тон), Hazel (2 тон, 3 тон), Turquoise (2 тон, 3 тон), Honey (3 тон), Blue (1 тон), Lavender (1 тон); радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,0 мм для 1 тона; 14,2 мм для 2 и 3 тона; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).
9. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria GLAMOROUS, варианты исполнения: Black, Gray, Brown, Blue, Green, Turquoise, Violet, Gold, Pure Gold; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий

диаметр (диаметр хорды) 14,5 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).

10. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria Elegant, варианты исполнения: Gray, Brown, Blue, Green; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).

11. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria effect, варианты исполнения: Topaz, Quartz, Cristal, Caramel, Ivory, Grafit; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,5 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИКСЕРВИС";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 630008, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 77, ЭТАЖ 5;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 630008, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 77, ЭТАЖ 5;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: INTEROJO INC. («ИНТЕРОДЖО ИНК.»);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 28, Sandan-ro 15beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 28, Sandan-ro 15beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Корея, Республика;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.41.110;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения производятся из материалов Полимакон (Polymacon), Иннофилкон А (Innofilcon A), Биоксифилкон Б (Bioxifilcon B), Метафилкон А (Metafilcon A), ПолиГема (PolyNema). Полимер содержит соединения УФ-фильтра, служащие для фильтрации ультрафиолетового излучения. Линзы разработаны для коррекции аметропии (миопии и гиперметропии). Эти контактные линзы располагаются на поверхности роговицы и прилегающей склере глаза. Линзы сконструированы таким образом, что они соответствуют радиусу закругления роговицы и располагается по центру вершины роговицы, обеспечивая исправляющую рефракцию для условий функционирования глаза. Каждая линза обладает корректирующей способностью, которая соответствует рефракционной способности глаза, получающего коррекцию. Линзы со сферической формой, предназначены для коррекции остроты зрения у лиц с факичными глазами и лиц с афакичными глазами без хронических заболеваний глаз с рефракционной аметропией (миопией или гиперопией).

Мультифокальные линзы предназначены для коррекции остроты зрения у лиц с факичными глазами без хронических заболеваний глаз с рефракционной аметропией (миопией или гиперметропией) и пресбиопией. Торические линзы (астигматические) предназначены для коррекции остроты зрения у лиц с факичными глазами без хронических заболеваний глаз с рефракционной аметропией (миопией или гиперопией) и астигматизмом.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 103040;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: INTEROJO INC. («ИНТЕРОДЖО ИНК.»), 28 & 25, Sandan-ro 15beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17744, Korea;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 1. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria O2O2, варианты исполнения: сферическая, радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -0,50 - -12,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -12,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -0,50 до -6,00); +0,25 - +8,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от +6,50 до +8,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от +0,50 до +6,00).

103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 2. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria O2O2 TORIC, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -0,50 - -12,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -12,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -0,50 до -6,00); +0,50 - +6,00D с шагом 0,25D; цилиндр -0,75D; -1,25D; -1,75D; -2,25D; -2,75D ось от 10° до 180° с шагом 10°.
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 3. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria O2O2 Multifocal, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -0,50 - -12,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -12,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -0,50 до -6,00); +0,50 - +6,00 D с шагом 0,25D (в диапазоне от +0,50 до +5,50) с шагом 0,50D (в диапазоне от +5,50 до +6,00); добавочная сила +1,00D; +1,50D; +2,00D; +2,50D.
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 4. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria SEASON, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 и 8,9 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,0 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -0,50 - -20,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -20,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -0,50 до -6,00).
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 5. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria SPORT, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -15,00 - +10,0 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -15,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -0,50 до -6,00); +0,50 - +10,00D с шагом 0,25D (в диапазоне от +0,50 до +6,00) с шагом 0,50D (в диапазоне от +6,50 до +10,00).
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 6. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria NEON, варианты исполнения: Lemon, Green, White, Orange, Pink, Violet, Blue; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,0 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).

103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 7. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria CRAZY, варианты исполнения: hot red, pink, solid yellow, white out, black out, msn, target, blue wheel, wild fire, psycho, blue anglic, eagle, sharingan, yellow wolf, zombo, robot, cross, demon, lunatic, maniac, blood, black star, RED VAMPIRE, WHITE VAMPIRE, white cat, yellow cat, red cat, green cat, green banshee, devil; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,0 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 D.
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 8. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria COLOR, варианты исполнения: Gray (1 тон, 2 тон, 3 тон), Brown (1 тон, 2 тон, 3 тон), True Sapphire (2 тон, 3 тон), Green (1 тон, 2 тон, 3 тон), Amethyst (2 тон, 3 тон), Pure Hazel (3 тон), Hazel (2 тон, 3 тон), Turquoise (2 тон, 3 тон), Honey (3 тон), Blue (1 тон), Lavender (1 тон); радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,0 мм для 1 тона; 14,2 мм для 2 и 3 тона; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 9. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria GLAMOROUS, варианты исполнения: Black, Gray, Brown, Blue, Green, Turquoise, Violet, Gold, Pure Gold; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,5 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 10. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria Elegant, варианты исполнения: Gray, Brown, Blue, Green; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,2 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).
103040	Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria, вариант исполнения: 11. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Adria effect, варианты исполнения: Topaz, Quartz, Cristal, Caramel, Ivory, Grafit; радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 8,6 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 14,5 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) 0,00 - -10,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -6,50 до -10,00) и с шагом 0,25D (в диапазоне от 0,0 до -6,00).

здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11